

Readiness-App Nutzerleitfaden

Kurzleitfaden zur Interpretation von Readiness, Profilen, HRV-Trends und Heart Rate Recovery

1. Hauptwerte

Wert	Bedeutung	Ampel / Interpretation
Training Readiness	Körperliche Trainingsbereitschaft für heute.	● >70 meist gut belastbar ● 30-70 Intensität steuern ● <30 Recovery priorisieren
Work Readiness	Mentale und allgemeine Leistungsfähigkeit für Arbeit, Konzentration und Alltag.	● hoch = gute Alltagsbelastbarkeit ● mittel = Belastung dosieren ● tief = Erholung und Stressreduktion
Konfidenz	Wie eindeutig die App das dominante Profil erkennt.	● 80-95 % klares Profil ● 60-79 % gemischtes Bild ● 50-59 % mehrere Systeme ähnlich

Wichtige Grundregel: Kein einzelner Score beschreibt die gesamte Situation. Erholungsindex, primäres Profil, sekundäres Profil, Training Readiness, Work Readiness und subjektives Körpergefühl müssen immer zusammen interpretiert werden.

2. Profile der App

Die App zeigt ein primäres und sekundäres Profil. Diese Profile beschreiben die wahrscheinlich wichtigsten Belastungstreiber. Das frühere Profil "Globale Belastung" wurde entfernt, weil der Erholungsindex bereits die globale Gesamtbelastbarkeit abbildet und die übrigen Profile die Ursachen besser erklären.

Profil	Frage	● Hoch >70	● Mittel 30-70	● Tief <30
Erholungsindex	Wie belastbar und regeneriert bist du heute insgesamt?	Gute Regeneration - Training meist möglich, Profile trotzdem beachten.	Teilweise Erholung - Intensität bewusst wählen.	Belastbarkeit eingeschränkt - Recovery priorisieren.
Zentrale Erschöpfung	Wie belastet ist dein Nervensystem?	Nervensystem wahrscheinlich erschöpft; Schlaf, Stress und Regeneration priorisieren.	Erste Zeichen zentraler Ermüdung; harte Einheiten vorsichtig wählen.	Nervensystem wirkt stabil.
Muskuläre Ermüdung	Wie stark sind deine Muskeln belastet?	Harte Kraft-/ Intervallbelastungen vermeiden.	Volumen reduzieren oder lockere Einheit wählen.	Muskulatur gut erholt.
Krankheitssymptome	Gibt es Hinweise auf Erkrankung?	Kein intensives Training. Symptomverlauf beobachten.	Nur locker bis moderat trainieren.	Keine relevanten Symptome.
Kreislaufregulation	Wie stabil reagiert dein Herz-Kreislauf-System?	Kreislauf möglicherweise belastet; vorsichtig belasten.	Leichte Auffälligkeiten; Verlauf beobachten.	Stabile Regulation.

3. Kompensationsbelastung

Frage: Könnte dein Körper trotz scheinbar guter HRV-Werte bereits überlastet sein?

Grundsätzlich gilt: Höhere RMSSD/HRV spricht meist für gute Regeneration und ein anpassungsfähiges Nervensystem. Tiefere RMSSD/HRV spricht häufiger für Stress, Ermüdung oder unvollständige Erholung. Das gilt oft, aber nicht immer.

Dieses Profil wird relevant, wenn mehrere Signale nicht zusammenpassen, zum Beispiel hohe HRV + tiefer Ruhepuls + hoher Trainingsload + hohe Müdigkeit + schlechtes Körpergefühl. Dann kann eine scheinbar gute HRV eine

versteckte Ermüdung überdecken. Vereinfacht: Der Körper drückt auf die Bremse und kompensiert statt wirklich vollständig zu regenerieren.

- <30: keine Hinweise auf Kompensation.
- 30-70: erste Hinweise möglich, Belastung beobachten.
- >70: hohe HRV nicht automatisch als gute Erholung interpretieren; keine maximalen Einheiten, Intensität reduzieren und Recovery priorisieren.

4. LnRMSSD-Verlauf

Die blaue Linie zeigt Einzelmessungen. Die orange Linie zeigt den Rolling Average. Einzelne Tageswerte schwanken oft; für Trainingsentscheidungen ist der Verlauf über mehrere Tage wichtiger als ein einzelner Wert.

Die App berücksichtigt zusätzlich HRV-Stabilität/CV, Wochenmittel, individuelle Veränderungsschwellen und den Zusammenhang zwischen LnRMSSD und Ruhepuls. Dadurch soll vermieden werden, hohe oder tiefe HRV vorschnell falsch zu interpretieren.

5. Optionaler Heart Rate Recovery Test

Heart Rate Recovery (HRR) beschreibt, wie schnell die Herzfrequenz nach einer Belastung sinkt. HRR ist ein zusätzlicher Kontextmarker für Herz-Kreislauf-Regulation und autonome Erholung, aber kein alleiniger Readiness-Wert. Schneller ist nicht immer automatisch besser und langsamer nicht immer automatisch schlecht; Trainingsphase, Tapering, Belastung und Körpergefühl müssen berücksichtigt werden.

Durchführung Standardisierter 3-Minuten-Test	
1	3 Minuten kontrolliert harte Belastung: ca. 85-90 % HFmax oder subjektiv RPE 8/10.
2	Immer möglichst gleiche Testart verwenden, z. B. Laufband, Velo, Rudergerät oder gleiche Laufstrecke.
3	Am Ende Peak-Herzfrequenz notieren.
4	Sofort absitzen, nicht sprechen, nicht gehen, möglichst ruhig atmen.
5	Nach 60 Sekunden Herzfrequenz erfassen.
6	Berechnung: $HRR_{60} = \text{Peak-HF} - \text{HF nach 60 Sekunden}$.

Interpretation: HRR nur vergleichen, wenn Belastungsart, Dauer, Intensität, Tageszeit und Erholungssituation möglichst gleich bleiben. Die App nutzt HRR als Modifier für Kreislaufregulation, zentrale Erschöpfung, Erholungsindex und Kompensationshinweise.

Medizinischer Hinweis:

Die Readiness-App ist ein Monitoring- und Entscheidungshilfe-Tool. Sie ersetzt keine medizinische Diagnostik. Bei Krankheitssymptomen, Brustschmerzen, Schwindel oder auffälligen Herz-Kreislauf-Reaktionen sollte kein intensives Training durchgeführt und bei Bedarf medizinischer Rat eingeholt werden.